

Gebrauchsanweisung

für den Kopfschutzhelm

CAPOVARIO

Wichtiger Hinweis: Lesen sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig, bevor Sie den Kopfschutzhelm benutzen!

Sie haben sich für einen Kopfschutzhelm CAPOVARIO von HERNIK entschieden. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das sie in unser Produkt setzen. Mit dem Erwerb dieses Kopfschutzhelmes sind sie in den Besitz eines Produktes gelangt, das allen Europäischen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Sie können sich bei eventuellen Fragen zu unserem Kopfschutzhelm jederzeit an ihr Sanitätshaus wenden. Dort sind ihre Fragen und Anregungen immer willkommen. Obgleich unser Kopfschutzhelm sehr widerstandsfähig ist, sollten sie einige Hinweise beachten. Werden diese berücksichtigt, können sie davon ausgehen noch lange Zeit ein sicheres und zuverlässiges Produkt zu besitzen.

Einstellen des Helmes:

Mit dem Stiftschlüssel können Sie die Größe des Helmes einstellen. Die Kinngurte sind geklettet und lassen sich in der Höhe und Position anpassen. Die Innenpolster sind ebenfalls geklettet, die Kopfriemen lassen sich in der Länge einstellen.

Achtung:

- *Die beiden Klettbinden links/rechts beim Einstellen des Helmes lösen!* •
- *Bei Auslieferung ist eine Schutzfolie über dem Flauschband!* •
- *Bei Auslieferung ist der Helm mit max. Größe eingestellt!* •

1. Den Stiftschlüssel in das Loch am Stirnschutz und in die Stellschraube einführen, nach rechts drehen, max. eine ½ Umdrehung, der Kopfumfang wird kleiner, bis der Helm die gewünschte Größe hat und auf dem Kopf locker sitzt.
2. Prüfen, ob die Position der Kinngurte im Bereich der Ohren passt. Wenn notwendig, über die Klettverbindung, entsprechend anpassen.
3. Den Helm aufsetzen und die Länge am Kinngurt einstellen
4. Mit Hilfe des Stiftschlüssels den Helm jetzt in der Größe so einstellen, dass er nicht zu locker, aber trotzdem angenehm, über einen längeren Zeitraum, getragen werden kann. Schutzfolie am Flauschband links/rechts abziehen und die Größe mit der Klettverbindung fixieren.

Hier einige wichtige Hinweise:

- 1) Achten sie darauf, dass sich der Kopfschutzhelm in tadellosem Zustand befindet, bevor er verwendet wird. Der Kopfschutzhelm sollte sich dem Kopf anschmiegen.
- 2) Stellen Sie den Kopfschutzhelm vor der Benutzung richtig ein. Sollten sie beim Aufsetzen Hilfe benötigen, wenden sie sich doch an einen Helfer, der dieses mit ihnen übt.
- 3) Der Kopfschutzhelm sollte vorzugsweise nur von einem einzigen Benutzer getragen werden. Außerdem sollte er außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

- 4) Der Kopfschutzhelm von HERNIK ist mit einem verstellbaren Trageriemen versehen. Befestigen sie diese so, dass der Kopfschutzhelm gut, aber nicht zu fest sitzt. Dies gilt auch für den separat erhältlichen Kinnschutz. Der Kopfschutzhelm bietet optimalen Schutz, wenn sich dieser an den Kopf anschmiegt und richtig sitzt.
- 5) Setzen sie den Kopfschutzhelm nicht hohen Temperaturen aus.
- 6) Sorgen sie dafür, dass der Kopfschutzhelm im Notfall immer griffbereit ist, so dass dieser schnell und richtig aufgesetzt werden kann.
- 7) Der Kopfschutzhelm darf nicht als Sturzhelm für Moped oder Motorrad verwendet werden. Legen sie den Kopfschutzhelm idealerweise immer an den gleichen Platz in der Nähe des Benutzers, wenn dieser den Kopfschutzhelm zeitweise nicht benötigt.

Reinigung: Der Kopfschutzhelm von HERNIK kann bei 40 °C gewaschen werden. In kräftigen Reinigungsmitteln können Lösungsmittel oder Substanzen enthalten sein, die zu einer Beschädigung des Kopfschutzhelmes oder zu einer Beeinträchtigung der Schutzkraft führen können.

Indikationen: Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, autoaggressiven Patienten.

Verwendungszweck: Die Kopfschutzmodelle ORIENT und Willo dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen. Sie decken Fallgefährdungen mit erhöhtem Verletzungspotential ab.

Technische Daten:

Kopfumfang	48 – 62 cm (von 4 Größen abgedeckt)
Farben	türkisblau, pinkrot, rot, blau, grau, schwarz
Material	Kunststoff, Mikrofaserstoff
Konstruktion	Kunststoff-Rahmen, skalierbar
Stirnschutz	4,5 cm (Orient)
Hinterkopfschutz	1,5 cm stark, 13,5 cm heruntergezogen
Ohrenschutz	auf Wunsch geschlossen
Oberseitenkonstruktion	2 Streben je 5 cm breit, aus stoßabsorbierendem Schaumstoff, mit Mikrofaserstoff bezogen
Gewicht ohne Zubehör	Schaum zum Befestigen am Kinnriemen 280 – 320 g

***Verwenden Sie den Kopfschutzhelm nur, wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet.
Wenden sie sich bei Mängeln immer an ihren Lieferanten (Sanitätshaus).***