

Absender / Versandadresse:		Kom.:	
Auftragsbestätigung an:		Rechnung an:	
_____@_____		_____@_____	

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

CAPOVARIO Soft

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2016 HMV-Nr. 99.17.01.1003

Varianten

Technische Beschreibung:

- Material: Baumwollstoff gepolstert mit speziellem Integral-Schaumstoff
- eingearbeitete Folie, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen
- einstellbarer Scheitelpunkt und einstellbarer Kopfumfang (ca. 3 - 4 cm)
- geringes Gewicht und gute Passform
- Steckverschluss aus Kunststoff (optional Magnet- oder Klettverschluss)

Neues Gurtsystem aus Nylon NEU!

- Steckverschluss aus Kunststoff jetzt Standard!
- Ohrausschnitt über Fixlock-Schnalle individuell einstellbar

Größe (=X)	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Kopfumfang (einstellbar)	43 - 47 cm	47 - 49 cm	49 - 52 cm	52 - 56 cm	56 - 60 cm
Gewicht	110 g	120 g	130 g	140 g	150 g
BITTE WÄHLEN:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lamellen
 Scheitelform über Gerdel einstellbar
 (600000-XY)



Farbe (=Y)

[-0] Grau

[-1] Rot

[-2] Blau

gekreuzt
 Scheitelform über 2 klettfähige Polsterstreifen einstellbar
 (600100-XY)



Zubehör


Kinnschutz aus Baumwolle
 (600000-6Y)



Stirnschutz aus Baumwolle
 (600000-7Y)



Nackenschutz aus Baumwolle
 (600000-8Y)



Sondergröße
 (600000-90)

_____ cm
 (Kopfumfang)

Magnetverschluss
 (600000-91)



Klettverschluss
 (600000-92)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.