

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

**Bestellung**

**Kostenvoranschlag**

# Autokindersitz **HERO** **NXT**

Stand: 2024

HMV-Nr.: 26.11.06.0031

## Grundmodell

### Technische Daten:

	HERO-NXT	HERO-NXT
	MIT Polstereinlage	OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	43 cm	
Gesamttiefe	63 cm	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

### Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129-00
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze/Rückenlehne
- mehrteiliges Innenpolster, teils entfernbar
- integrierte Sitzschrägverstellung
- Drehadapter 360° und Standfuß
- ISOFIX-Anschluß
- Bezug abnehm- und waschbar bei 30



**ACHTUNG: ISOFIX-Anschluss im Kfz. ist zwingend erforderlich!!!**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



